Лаборатория Работа 2.2.1 Исследование взаимной диффузии газов

Сифат Мд Абдуллах Ал Хасиб Физтех школа электроники, фотоники и молекулярной физики Группа Б04-105

23 марта 2022 г.

1 Введение

Цель работы:Регистрация зависимости концентрации гелия в воздухе от времени с помощью датчиков теплопроводности при разных начальных давлениях смеси газов; 2) определение коэффициента диффузии по результатам измерений.

В работе используется:Измерительная установка; форвакуумный насос; баллон с газом (гелий); манометр; источник питания; магазин сопротивлений; гальванометр; секундомер.

2 Теоретическая справка

Диффузией называется самопроизвольное перемешивание молекул, происходящее вследствие их теплового движения. В жидкости диффузия происходит быстрее, чем в твердых телах, а в газах — быстрее, чем в жидкостях. В тех случаях, когда изучается перемешивание молекул одного сорта, говорят о самодиффузии, а если перемешиваются разные молекулы — о заимной (или концентрационной) диффузии.

Рассмотрим процесс выравнивания концентрации. Пусть концентрации одного из компонентов смеси в сосудах V_1 и V_2 равны n_1 и n_2 . Плотность диффузионного потока любого компонента (т. е. количество вещества, проходящее в единицу времени через единичную поверхность) определяется законом Фика:

$$j = -D\frac{\partial n}{\partial x},$$

где D — коэффициент взаимной диффузии газов, а j — плотность потока частиц. В наших условиях решение задачи упрощается благодаря тому, что: а) объем соединительной трубки мал по сравнению с объемами сосудов, б) концентрацию газов внутри каждого сосуда можно считать постоянной по всему объему. Диффузионный поток в любом сечении трубки одинаков. Поэтому $J = -DS(\partial n/\partial x)$ не меняется вдоль трубки. Следовательно,

$$J = -DS \frac{n_1 - n_2}{l}.$$

Обозначим через Δn_1 и Δn_2 изменения концентрации в объемах V_1 и V_2 за время Δt . Тогда $V_1 \delta n_1$ равно изменению количества компонента в объеме V_1 , а $V_2 \Delta n_2$ — изменению

количества этого компонента в V_2 . Из закона сохранения вещества следует, что $V_1n_1 + V_2n_2 = const$, откуда $V_1\Delta n_1 = -V_2\Delta n_2$. Эти изменения происходят вследствие диффузии, поэтому

$$V_1 \Delta n_1 = -V_2 \Delta n_2 = J \Delta t = -DS \frac{n_1 - n_2}{I} \Delta t.$$

Деля это равенство на Δt , получим

$$V_1 \frac{dn_1}{dt} = -DS \frac{n_1 - n_2}{l}, \qquad V_1 \frac{dn_2}{dt} = DS \frac{n_1 - n_2}{l}.$$

Разделив первое из этих уравнений на V_1 , а второе на V_2 и вычтя эти равенства друг из друга, найдем

$$\frac{dn_1}{dt} - \frac{dn_2}{dt} = -\frac{n_1 - n_2}{l} DS\left(\frac{1}{V_1} - \frac{1}{V_2}\right).$$

Введем новую переменную n_1-n_2 , после чего уравнение легко интегрируется:

$$n_1 - n_2 = (n_1 - n_2)_0 e^{-t/\tau}, (1)$$

где $(n_1-n_2)_0$ — разность концентраций в начальный момент времени,

$$\tau = \frac{V_1 V_2}{V_1 + V_2} \frac{l}{SD} \tag{2}$$

Формула (1) показывает, что разность концентраций убывает по экспоненциальному закону, и тем быстрее, чем меньше τ (постоянная времени процесса). Величина τ определяется геометрическими разме- рами установки (l,S,V_1,V_2) и величиной коэффициента диффузии D. Для измерения концентраций в данной установке применяются датчики теплопроводности D_1 , D_2 и используется зависимость теплопроводности газовой смеси от ее состава. Тонкая проволочка радиуса $r_{\rm пр}$, протянутая вдоль оси стеклянного цилиндра радиуса $R_{\rm ц}$, нагревается током. Тепло от проволочки к стенке цилиндра переходит главным образом вследствие теплопроводности газа, находящегося внутри цилиндра. Количество тепла, передающееся стенке в единицу времени:

$$Q = \varkappa \frac{2\pi L}{\ln(R_{\scriptscriptstyle \rm II}/r_{\scriptscriptstyle \rm IID})} \left(T_1 - T_2\right),$$

где \varkappa — теплопроводность, L — длина нити, T_1 , T_2 — температуры проволочки и стенки. При заданном режиме нагревания (Q = const) температура проволочки и соответственно ее сопротивление определяются теплопроводностью газа и, следовательно, его составом. В процессе диффузии разность концентраций убывает по закону (1). Потому же закону изменяются во времени показания гальванометра (например, в делениях шкалы), т. е.

$$N = N_0 e^{-t/\tau},$$

где N_0 — показание в начальный момент времени.

3 Эксперементальная установка

Схема установки изображена на рис. 1. Там же показана схема электрических соединений и конструкция многоходового крана K_6 Установка состоит из двух сосудов V_1 и V_2




Рис. 1: схема установки

соединенных краном $_3$, форвакуумного насоса Ф.Н. с выключателем , манометра M и системы напуска гелия, включающей в себя краны $_6$ и $_7$. Кран $_5$ позволяет соединять форвакуумный насос либо с установкой, либо с атмосферой. Между форвакуумным насосом и краном $_5$ вставлен предохранительный баллон П.Б., защищающий кран $_5$ и установку при неправильной эксплуатации ее от попадания форвакуумного масла из насоса Ф.Н. Сосуды V_1 и V_2 и порознь и вместе можно соединять как с системой напуска гелия, так и с форвакуумным насосом. Для этого служат краны $_1$, $_2$, $_4$ и $_5$. Манометр M регистрирует давление газа, до которого заполняют тот или другой сосуды.

Для сохранения гелия, а также для уменьшения неконтролированного попадания гелия в установку (по протечкам в кране 6) между трубопроводом подачи гелия и краном 6 поставлен металлический кран 7. Его открывают только на время непосредственного заполнения установки гелием. Все остальное время он закрыт.

В силу того, что в сосуд требуется подавать малое давление гелия, между кранами $_7$ и $_4$ стоит кран $_6$, снабженный дозатором. Дозатор - это маленький объем, который заполняют до давления гелия в трубопроводе, а затем уже эту порцию гелия с помощью крана $_6$ впускают в установку.

Описание схемы электрического соединения. $_1$ и $_2$ — сопротивления проволок датчиков парциального давления, которые составляют одно плечо моста. Второе плечо моста составляют сопро- тивления r_1 , R_1 и r_2 , R_2 . $r_1 \ll R_1$, $r_2 \ll R_2$, R_1 и R_2 спаренные, их подвижные контакты находятся на общей оси. Оба они исполь- зуются для грубой регулировки моста. Точная балансировка моста выполняется потенциометром R. Последовательно с гальванометром , стоящим в диагонали моста, поставлен магазин сопротивлений MR. Когда мост балансируют, магазин сопротивлений выводят на ноль. В процессе же

составления рабочей смеси в сосудах V_1 и V_2 мост разбалансирован. Чтобы не сжечь при этом гальванометр, магазин MR ставят на максимальное сопротивление.

4 Ход работы

Геометрические параметры установки:

V_1 , cm ³ ,	V_2 , cm ³	L/S, 1/cM	$P_{\text{гел}}$	$P_{\scriptscriptstyle{ m BO3}}$
775 ± 10	775 ± 10	5.3 ± 0.1	$0.2P_{ m pa6}$	$1.675P_{\mathrm{pa6}}$

Для каждого из давлений построим графики, откладывая по оси абсцисс время, а по оси ординат — логарифм от показаний гальванометра и находём угловые коэффициенты каждой прямой:




Рис. 2: графики зависимости lnV(t)

Угловые коэффициенты графиков:

$1/\tau_1, 10^{-3}1/c$	$1/\tau_2$, $10^{-3}1/c$	$1/\tau_3$, $10^{-3}1/c$	$1/\tau_4$, $10^{-3}1/c$	$1/\tau_5, 10^{-3}1/c$
4.87 ± 0.05	3.79 ± 0.03	2.63 ± 0.03	1.91 ± 0.02	1.59 ± 0.3

Найдём коэффициенты взаимной диффузии газов при выбранных давлениях из формулы (2):

$$D = \frac{L}{S} \cdot \frac{V_1 V_2}{V_1 + V_2} \cdot \frac{1}{\tau}$$

$D_1, \frac{\text{cm}^2}{c}$	$D_2, \frac{\text{cm}^2}{c}$	$D_3, \frac{\text{cm}^2}{c}$	$D_4, \frac{\text{cm}^2}{c}$	$D_5, \frac{\text{cm}^2}{c}$
11.13 ± 0.5	8.66 ± 0.5	5.99 ± 0.5	4.51 ± 0.5	3.64 ± 0.5

Построим график зависимости $D(\frac{1}{P})$ и по его коэффициенту наклона рассчитаем величину коэффициента диффузии при атмосферном давлении:




Рис. 3: График зависимости $D(\frac{1}{P})$

Проведём аппроксимацию полученной зависимости прямыми y=kx+b методом Йорка, который учитывает погрешность $\sigma_{1/P}$, при помощи программы OriginPro 2022. В итоге получаем

$$k = (362, 78 \pm 25, 8) \frac{\text{cm}^2}{\text{c} \cdot \text{ropp}}.$$

Таким образом, для атмосферного давления в экспериментальной дате (P = 752 торp)получаем

$$D_{\text{atm}} = (0, 48 \pm 0, 05) \frac{\text{cm}^2}{\text{c}},$$

Вывод 5

В итоге, для коэффициента взаимной диффузии смеси гелий-воздух мы получили:

$$D_{\text{atm}} = (0.48 \pm 0.03) \frac{\text{cm}^2}{\text{c}}, \quad (\varepsilon = 8.3\%).$$

Сравним полученные данные с табличными. Из таблицы в «Лабораторном практикуме» имеем:

$$D_{\text{табл}} = 0.58 \frac{\text{см}^2}{\text{c}}.$$

Таким образом, полученные экспериментально данные отличаются от табличных и не совпадают в пределах погрешности. Однако, полученные результаты совпадают с табличным значением по порядку величины, что может говорить об их качественной достоверности. Полученное экспериментально значение позволяет качественно описать процесс взаимной диффузии смеси воздух-гелий, а отклонение от табличного значения могло возникнуть из-за неидеальных условий проведения эксперимента. Так, не удавалось точно добиться необходимого начального давления, тем самым нарушалась балансировка моста и измерения могли исказиться.

Также были оценены длина свободного пробега гелия в воздухе и сечение столкновения его атомов с молекулами воздуха. Мы получили:

$$\lambda = (107, 3 \pm 7, 5) \text{ HM}, \quad (\varepsilon = 7\%)$$

$$\boxed{\lambda = (107, 3 \pm 7, 5) \text{ нм}}, \quad (\varepsilon = 7\%),$$

$$\boxed{\sigma \approx (3, 51 \pm 0, 24) \cdot 10^{-19} \text{ м}^2}, \quad (\varepsilon = 7\%).$$

Сравним полученные данные с табличными. Из справочников имеем:

$$\lambda_{\text{таб }\pi} = 175 \text{ HM},$$

$$\sigma_{\text{табл}} = 5,89 \cdot 10^{-19} \text{ M}^2.$$

Таким образом, наша оценка по порядку величины совпадает с табличными данными.